

## 1012305 Kertakäyttöinen kasvovisiiri

### Suora roiskesuoja

- Kaksipuolinen huurtumaton kasvovisiiri
- Käyttömukava ja ihoystävällinen vaahtomuovi
- Hyvä elastisuus, sopii useimmille ihmisille
- Kevyt ja läpinäkyvä

### Huomioitava ennen käyttöä:

- Poista ulompi suojakalvo ennen käyttöä
- Pidä poissa tulesta ja lasten tulee käyttää tuotetta ainoastaan vanhempien valvonnassa
- Jos kasvovisiiri on vaurioitunut tai kontaminoitunut (veritahroin, pisaroin ja muista eritteistä) käytön aikana, tulee visiiri vaihtaa

## 1012305 Ansiktsvisir för engångsbruk

### Direkt stänkskydd

- Dubbelsidigt imfritt ansiktsvisir
- Bekvämt och hudvänligt skum
- Bra elasticitet, passar de flesta
- Lätt och transparent

### Observera före användning:

- Ta bort den yttre skyddsfilmerna före användning
- Förvaras åtskilt från eld och barn skall endast använda produkten under föräldrars uppsikt
- Om ansiktsvisiret är skadat eller kontaminerat (av blodfläckar, droppar och andra sekret) under användning, bör visiret bytas ut